


**THINKY**

なんこう練太郎の小型機をお持ちの方限定！
キャンペーン期間中に買い替え頂くと、
買い替え装置に応じた現金値引きのチャンス！




なんこう練太郎

期間限定!**7.1 [火] ▶ 12.31 [水]**

スケールアップ 買い替え キャンペーン

機種に
よっては



ねりじろう

最大5万円
引きにも！

詳細は裏面をご覧ください。

<https://www.thinkymixer.com/nanko/>

なんこう練太郎 🔍 検索

期間限定！ スケールアップ 買い替え キャンペーン



右の3機種
が対象です。

(スケールアップ前)

【処理量
小】



■混練重量:10～50g

NR-50



2万円
値引き

■混練重量:10～100g

NRE-120A



3万円
値引き

■混練重量:10～250g

NRE-250



5万円
値引き

■混練重量:10～500g

NRE-500

【処理量
大】

概 略	対象機種をお持ちのお客様にて、なんこう練太郎を買い替えられた場合 御見積価格から所定の値引きを行なう下取りキャンペーン
対象機種	NR-50(★1)、NRE-120、NRE-120A(★1)
期 間	2025年7月1日～2025年12月31日
値引き額	購入機種によりそれぞれ設定(メンテナンスのみ:1万円) NRE-500:5万円 NRE-250:3万円 NRE-120A:2万円
条 件	保有装置の引き取り(★2)及び見積時にお客様保有装置の背面に 記載のシリアルNo.を提示(右図:ラベル位置参照→)

★1: 2019年以前に出荷された装置に限りです。

★2: メンテナンスのみの場合を除く。



置き場に困らない
コンパクト設計

マルチ
アダプター
対応

フリー
バランス
方式

【付属】
マルチ
アダプター



軟膏調剤の
スタンダード機

マルチ
アダプター
対応

フリー
バランス
方式

【付属】
マルチ
アダプター
&
300mL容器



大量の調剤・製剤をする
施設向けの大型機

マルチ
アダプター
対応

【オプション】・マルチアダプター・専用架台

方 式	自転・公転プロペラレス混和方式			
型 式	NR-50 (スケールアップ前)	NRE-120A	NRE-250	NRE-500
外 観				
本体外寸	H328×W250×D250(mm)	H351×W264×D272(mm)	H380×W300×D340(mm)	H692×W500×D500(mm)
本体重量(kg)	約15kg	約20kg	約22kg	約93kg
運転時間設定	0秒～30分	0秒～30分		
レシピ登録	5メモリー	5メモリー(プリセットレシピ有)	5メモリー	
混練重量(ネット)	10～50g	10～100g	10～250g	10～500g
供給電圧	AC100V±10%、50Hz / 60Hz	AC100V±10%、50Hz / 60Hz		
消費電力	約 50VA	約 50VA		
待機時電力	最大 800VA	最大 900VA		
動作時電力		最大 1,000VA		
安全機構	ドアセンサー・振動センサー・ 回転センサー	ドアセンサー・振動センサー・ 回転センサー	ドアセンサー・振動センサー・ 回転センサー・衝撃センサー による自動停止機構	ドアセンサー・振動センサー・ 回転センサー

評価用デモ機貸出し、お見積り等は、営業または代理店までお気軽にお問合せください。

東京 | ☎ 03-5207-2713

名古屋 | ☎ 052-526-7775

大阪 | ☎ 06-6966-5522

福岡 | ☎ 092-292-3070

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2

☎ 03-5289-3281

〒460-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南

☎ 052-526-7776

〒540-0023 大阪府大阪市中央区北新町3-4

☎ 06-6966-5523

〒812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町5-18

☎ 092-292-3080

株式会社 シンキー

詳細は、シンキーホームページにも記載がございますので参照ください。

